

¡Su Nueva Órtesis Para Pie También Necesita Atención!

Nos complace que haya elegido Transcend O&P como proveedor de su pie órtesis personalizados. ¿Sabía que su órtesis para pie a medida puede ser la solución a sus problemas en los pies... y también puede ayudar a aliviar el dolor en otras partes del cuerpo? A fin de que pueda obtener el máximo beneficio de su órtesis, le solicitamos que lea las instrucciones de cuidado y uso que se indican a continuación... y recuerde que puede comunicarse con nosotros con cualquier pregunta o inquietud que pudiera tener. ¡Estamos para ayudar!

- » Recuerde que su órtesis puede necesitar algunas adaptaciones después del ajuste inicial.
- » Debe evitar la mayoría de sus actividades normales que requieran caminar durante las primeras dos semanas posteriores al ajuste inicial. Las actividades atléticas o agotadoras deben evitarse durante este período.
- » Revise sus pies diariamente para detectar la presencia de manchas rojas, especialmente si le diagnosticaron diabetes o neuropatía.
- » Hable con su médico sobre el calzado adecuado e inadecuado para su órtesis de pie.
- » ¡Es necesario que limpie su órtesis! Simplemente pase un paño limpio y suave con alcohol sobre la superficie.
- » La vida útil de su nueva órtesis dependerá de su nivel de actividad y su peso.
- » Programe una cita de seguimiento con su médico para que este revise su órtesis aproximadamente seis meses después de la entrega inicial.

Gracias nuevamente por elegir Transcend Transcend O&P como proveedor de su órtesis para pie a medida. Esperamos trabajar con usted y confiamos en que su órtesis para pie le brindará el alivio y la comodidad que necesita.